



# IDASAN MGR

## Milchgerätereiniger für Aufschäumssysteme



### Anwendungsbereich und Produkteigenschaften

IDASAN MGR ist ein Spezialreiniger für gewerbliche Milchaufschäumgeräte. Aufgrund seiner Zusammensetzung ist IDASAN MGR besonders gut geeignet, um Milchfette und -eiweiße zu lösen und zu entfernen. Beseitigt auch hartnäckige Rückstände.

Nicht für Aluminium geeignet

### Anwendung und Dosierung

10-20 ml IDASAN MGR pro Liter in das Reinigungswasser geben. Anschließend diese Lösung in den Milchvorratsbehälter geben und das Gerät spülen. Einwirkzeit ca. 15 Minuten, danach mit reichlich Wasser nachspülen. Nicht mit anderen Produkten mischen.

### Technische Daten

Spezifisches Gewicht (bei 20°C in g/cm<sup>3</sup>): 1,11-1,12

pH-Wert: ca. 2

### Inhaltsstoffe

Inhaltsstoffe gemäß EG-Nr. 648/2004:

Keine Angaben erforderlich

### Lagerhinweise

Im verschlossenen Behälter an einem gut belüfteten Ort lagern. Vor Frost und Sonneneinstrahlung schützen.

### Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Einstufung und Kennzeichnung gemäß Zubereitungsrichtlinie 99/45/EG für das Konzentrat:

Gefahrensymbol: Xi – Reizend

Gefahrenhinweise:

R 36/38 Reizt die Augen und die Haut.

Sicherheitshinweise:

S 1/2 Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S 37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

S 38 Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

### Entsorgung

Restentleerte Verpackungen dürfen der Wiederverwertung zugeführt werden. Entsorgung von Füllgutresten, siehe EG-Sicherheitsdatenblätter.

Weitere Sicherheits- sowie Umweltinformationen finden Sie in den EG-Sicherheitsdatenblättern.

Art.-Nr.:100049

Verkaufseinheiten: 10x1L